

THOMSON

Hydropulseur TH3HYDRO

MANUEL D'UTILISATION



Besoin d'aide ? Rendez-vous sur <https://sav.darty.com>

THOMSON

TH3HYDRO

WATERPIK
HYDROPULSEUR
WATERFLOSSER
IRRIGADOR
IRRIGADOR



 OPERATING INSTRUCTIONS

 MANUEL D'UTILISATION

 HANDLEIDING

 MANUAL DE INSTRUCCIONES

 MANUAL DE INSTRUÇÕES

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS.....	3
PRODUCT OVERVIEW.....	6
CHARGING THE APPLIANCE.....	6
USING THE APPLIANCE.....	7
CLEANING AND MAINTENANCE.....	8
SPECIFICATIONS.....	8
DISPOSAL.....	9


IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

PLEASE READ THE FOLLOWING SAFETY WARNINGS AND THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USING THE APPLIANCE AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

Warnings



- Read the instructions.
- This appliance is intended for domestic household use only and should not be used for any other purpose or in any other application, such as for non-domestic use or in a commercial environment.
- This oral irrigator can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge under supervision.
- This oral irrigator shall be used only with cold or warm water, or specific solutions as defined in the manufacturer's instructions.
- Children shall not play with the appliance.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment.
- The batteries (batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.

- If battery leakage occurs, avoid contact with skin. Isolate the leaking battery in a sealed plastic bag and put it in the scrap following the instructions environmental protection. If contact with the skin, mucous membranes or eyes, rinse thoroughly with water and contact your doctor or ophthalmologist.
- Regarding the detail on how to remove the battery, refer to the section “Remove the Battery” in pages EN-5 & EN-6.
-  Detachable supply unit
- Use only with BI12TA-050060-Bdv supply unit.
- This appliance contains batteries that are non-replaceable.
- **WARNING:** For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance. (Adaptor model number: BI12TA-050060-Bdv, Made by: Blue Iron Holdings Limited)
- The external flexible cable of the transformer cannot be replaced, if the cord of this transformer is damaged, it is necessary to dispose the transformer and replaced by a transformer of the same model.

Safety Information

- Toddlers, infant, people who are unable to operate and people with weak oral senses should not use this appliance.
- Do not use for any purpose other than oral cleaning.
- Do not fill the tank with water warmer than 40°C.
- Do not use the appliance while bathing.
- Do not place or store the appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not reach for an appliance that has fallen into water. Unplug immediately.


- Keep the cord away from heated surfaces.
- Keep nozzle away from small children. The nozzle is small enough to be swallowed and can become lodged in the throat.
- Certain types of mouthwash may damage the appliance by causing the housing or water tank to crack. Therefore, do not use mouthwash in the water tank.
- People who experience tooth or gum pain may not be able to use this appliance and should consult their dentist.
- Do not press the nozzle too firmly against your teeth or gums.
- Never alter the appliance. Also, do not try to disassemble or repair it.

Remove the Battery

The appliance is supplied with one rechargeable Lithium 3.7V 1400mAh battery incorporated in the appliance which is not accessible and cannot be replaced.

Therefore, when the appliance reaches the end of its useful life it must be disposed of at a recycling centre.


When disposing of the appliance, first remove the rechargeable battery from the housing by following the instructions below.



1. Remove the 2 covers from the bottom of the housing and then remove the bottom.
2. Slide the water tank off the housing and unscrew the screws.
3. Put the inner part out of the appliance, then unscrew all screws fixed on the inner part.

4. Cut off the line and remove the battery from the inner part.

PRODUCT OVERVIEW




Note:

There may be some liquid remaining inside the main appliance (tank, water suction tube, etc.), but this is remaining distilled water that was used for the performance (water flow) test, so there are no health concerns.

CHARGING THE APPLIANCE

It takes about 4 hours to fully charge the appliance.
A full charge lasts for 30 to 50 minutes of use.

1. Remove the charging port cover.
2. Plug the supplied power adapter into the charging port.
3. Plug the adapter into the mains socket.
4. The CH indicator light will flash during charging and will go out when the appliance is fully charged.
5. Attach the charging port cover back to the appliance.




Note:

If the CH indicator light flashes during or after an irrigating, recharge the battery.

USING THE APPLIANCE

1. Attach the nozzle to the appliance.
2. Open the water tank cap, fill the tank with water which temperature should not exceed 40°C, then close the cap.

Or, remove the water tank from the appliance, hold the tank upright, fill the tank with water (temperature not exceed 40°C), then attach the tank onto the appliance.



3. Repeatedly press the Mode button to select your desired mode.
 - The corresponding mode indicator light will illuminate.

3 Different Modes




NORMAL

For normal cleaning.



SOFT


Massage & stimulate gums for enhanced circulation.



PULSE

Clean deep between teeth and below the gum line.


4. Hold the appliance in an upright position with nozzle tip pointed toward your teeth.
5. Keep your mouth opened slightly so that the water can flow out.
6. Press the ON/OFF button to start irrigating.



- Direct the water jet flow at a 90-degree angle to the teeth and gums.
 - Direct the water jet along the gum line with the nozzle tip at a 90-degree angle to the gum tissue.
 - Clean between the teeth and around any braces, crowns or bridgework thoroughly.
7. Once irrigation is complete, press the ON/OFF button to turn off the appliance.


Note:

If you need to replace the nozzle, press the ON/OFF button to turn off the appliance and then press the nozzle release button to remove the nozzle. Then attach another nozzle to the appliance.



After using the appliance

1. Open the water tank cap and dispose of the remaining water in the tank.
2. Press the ON/OFF button to turn on the appliance, and drain the remaining water from inside the appliance.
3. Press the ON/OFF button again to turn off the appliance, and close the water tank cap.
4. Wipe the appliance dry with a soft cloth.



To prevent the growth of bacteria, make sure there is no remaining water inside the appliance. If you are not going to use the appliance for some time, wipe and dry the appliance thoroughly before storing it.

Two-Minute Auto Timer



The appliance will shut off automatically after 2 minutes of use.
Two minutes auto-timer can avoid it still working after you finish cleaning.

CLEANING AND MAINTENANCE

IMPORTANT:

Turn off the appliance before cleaning.

Use only water or neutral cleaning agent to clean the appliance.

Do not wash using hot water over 50°C. Keep the appliance away from high temperature area and avoid direct sunlight.

Main Unit

Clean the main unit with a damp cloth.

Do not immerse the main unit in water.

Wipe the unit dry with a soft cloth.

Water Tank Cap

Wipe off any grime and dirt with a cloth.

Tank

Wash with water and wipe dry with a soft cloth.

Empty the tank when you are not going to use it for a long period.

Nozzle

Wash with water and wipe with a soft cloth.

Water Suction Tube

Wash with water and wipe with a soft cloth.

Do not bend, pull or twist the water suction tube.

SPECIFICATIONS

Adapter input: 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A
output: 5V--- 600mA

Smart oral irrigator input: 5V--- 600mA

Thomson and the Thomson logo are trademarks of Technicolor (S.A.) or its affiliates and are used under license by Fnac Darty (S.A.).

DISPOSAL



As a responsible retailer we care about the environment. As such we urge you to follow the correct disposal procedure for the appliance and packaging materials. This will help conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects health and the environment.

You must dispose of this appliance and its packaging according to local laws and regulations. Because this appliance contains electronic components, the appliance and its accessories must be disposed of separately from household waste when the appliance reaches its end of life.

Contact your local authority to learn about disposal and recycling. The appliance should be taken to your local collection point for recycling. Some collection points accept appliance free of charge.

We apologise for any inconvenience caused by minor inconsistencies in these instructions, which may occur as a result of product improvement and development.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 13/10/2020

TABLE DES MATIÈRES

MISES EN GARDE IMPORTANTES.....	11
DESCRIPTION DU PRODUIT.....	15
CHARGER L'APPAREIL.....	15
UTILISATION DE L'APPAREIL.....	16
NETTOYAGE ET ENTRETIEN.....	17
SPÉCIFICATIONS.....	18
MISE AU REBUT.....	18

MISES EN GARDE IMPORTANTES


MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ATTENTIVEMENT AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE.

Avertissements



- Lire les instructions.
- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Toute utilisation autre que celle prévue pour cet appareil, ou pour une autre application que celle prévue, par exemple une application commerciale, est interdite.
- Ce jet dentaire peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance.
- Ce jet dentaire peut être utilisé uniquement avec de l'eau froide ou chaude ou des solutions spécifiques comme mentionné dans les instructions du fabricant.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au rebut.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsqu'on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- Ne pas court-circuiter les piles.
- Il convient d'attirer l'attention sur les problèmes d'environnement

us à la mise au rebut des piles usagées de façon sûre. Déposez-les dans des bacs de collecte prévus pour cet effet (renseignez-vous auprès de votre revendeur afin de protéger l'environnement).

- Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive telle que celle du soleil, d'un feu ou d'origine similaire.
- Si une fuite d'électrolyte se produit, éviter tout contact avec la peau. Isolez la batterie défectueuse dans un sac plastique hermétique et mettez-la au rebut en suivant les consignes de protection de l'environnement. En cas de contact de l'électrolyte avec la peau, les muqueuses ou les yeux, rincez abondamment à l'eau claire et prévenez votre médecin traitant ou votre ophtalmologue.
- En ce qui concerne les informations détaillées sur la façon d'enlever la batterie, référez-vous dans la section "Retrait des piles" en page FR-14.
-  Unité d'alimentation amovible
- Utiliser uniquement avec l'unité d'alimentation BI12TA-050060-Bdv.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent pas être remplacées.
- MISE EN GARDE : Pour le rechargement de la batterie, utiliser uniquement l'unité d'alimentation amovible fournie avec l'appareil. (Modèle de l'adaptateur : BI12TA-050060-Bdv, Fabriqué par Blue Iron Holdings Limited)
- Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut et de le remplacer par un transformateur de même modèle.


Consignes de sécurité

- Les tout-petits, les enfants en bas âge, les personnes incapables de faire fonctionner cet appareil et les personnes ayant une faible sensibilité buccale ne doivent pas utiliser cet appareil.
- N'utilisez pas ce produit à un usage autre que celui pour lequel il a été conçu.
- Ne remplissez pas le réservoir avec de l'eau plus chaude que 40 °C.
- N'utilisez pas cet appareil tout en prenant votre bain.
- Ne placez pas et ne rangez pas l'appareil dans un lieu où il risque de tomber ou d'être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- Ne tentez pas de récupérer cet appareil s'il est tombé dans l'eau. Débranchez-le immédiatement.
- Gardez le câble éloigné des surfaces chauffées.
- Gardez l'embout éloigné des jeunes enfants. L'embout est suffisamment petit pour être avalé et peut rester coincé dans la gorge.
- Certains types de bain de bouche peuvent endommager l'appareil en faisant craquer le boîtier ou le réservoir d'eau. Par conséquent, n'utilisez pas de bain de bouche dans le réservoir d'eau.
- Les personnes souffrant de douleurs aux dents ou aux gencives peuvent ne pas être en mesure d'utiliser cet appareil et doivent consulter leur dentiste.
- Ne pressez pas trop l'embout contre vos dents ou vos gencives.
- Ne modifiez jamais l'appareil. N'essayez pas de démonter ou de réparer l'appareil vous-même.

Retrait des piles


Ce produit est fourni avec une batterie rechargeable en lithium 3,7V 1400mAh intégrée qui n'est pas accessible et ne peut pas être remplacée. C'est pourquoi lorsque cet appareil devient hors d'usage, il doit être déposé dans un centre de recyclage.

Lors de la mise au rebut de l'appareil, retirez tout d'abord la batterie rechargeable de son logement en suivant les instructions ci-dessous.



1. Retirez les 2 couvercles du fond du boîtier, puis enlevez la partie inférieure.
2. Faites glisser le réservoir d'eau hors du boîtier et dévissez les vis.
3. Sortez la partie interne de l'appareil, puis dévissez toutes les vis fixées sur la partie interne.
4. Coupez le câble et enlevez la batterie de la partie interne.

DESCRIPTION DU PRODUIT



Remarque:

Il peut rester du liquide dans l'appareil principal (réservoir, tuyau d'aspiration d'eau, etc.), mais il s'agit d'eau distillée restante qui a été utilisée pour le test de performance (débit d'eau). Cela ne pose donc aucun problème sur la santé.


CHARGER L'APPAREIL

Il faut entre 4 et 5 h pour recharger complètement la batterie.
Une charge complète permet une durée d'utilisation entre 30 à 50 minutes.

1. Retirez le couvercle du port de charge.
2. Branchez l'adaptateur secteur fourni dans le port de charge.
3. Branchez l'adaptateur d'alimentation dans la prise secteur.
4. L'indicateur lumineux de charge clignote en rouge pendant la charge puis s'éteindra une fois la batterie complètement rechargée.
5. Remplacez le couvercle du port de charge sur l'appareil.

Remarque:

Si l'indicateur de charge clignote pendant ou après une utilisation, rechargez la batterie.




UTILISATION DE L'APPAREIL

1. Attachez l'embout sur l'appareil.
2. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau, remplissez le réservoir avec de l'eau dont la température ne doit pas dépasser 40 ° C, puis fermez le bouchon.

Ou, retirez le réservoir d'eau de l'appareil, maintenez le réservoir en position verticale et remplissez-le avec de l'eau (température ne dépassant pas 40 ° C), puis remplacez le réservoir dans l'appareil.

3. Appuyez plusieurs fois sur le bouton Mode pour sélectionner le mode requis.
 - L'indicateur du mode correspondant s'allume.



3 modes différents




NORMAL

Pour un nettoyage normal.



DOUX


Pour masser et stimuler les gencives afin d'améliorer la circulation.



PULSATIONS

Pour nettoyer en profondeur entre les dents et sous la ligne des gencives.


4. Tenez l'appareil en position verticale avec le bout de l'embout dirigé vers vos dents.
5. Gardez la bouche légèrement ouverte pour que l'eau puisse s'écouler.
6. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour démarrer l'appareil.



- Dirigez le jet d'eau à 90 degrés par rapport aux dents et aux gencives.
 - Dirigez le jet d'eau le long de la ligne des gencives avec le bout de l'embout à 90 degrés par rapport au tissu gingival.
 - Nettoyez soigneusement entre les dents et autour des bagues, des couronnes ou des bridges.
7. Une fois l'irrigation terminée, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil.


Remarque:

Si vous devez remplacer l'embout, appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil, puis appuyez sur le bouton de déverrouillage de l'embout pour retirer l'embout. Fixez ensuite un autre embout sur l'appareil.



Après avoir utilisé l'appareil

1. Ouvrez le bouchon du réservoir d'eau et jetez l'eau restante dans le réservoir.
2. Appuyez sur le bouton Marche / Arrêt pour allumer l'appareil et vidangez l'eau restante à l'intérieur de l'appareil.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil, et fermez le bouchon du réservoir d'eau.
4. Essuyez l'appareil avec un chiffon doux.



Pour éviter la croissance de bactéries, assurez-vous qu'il ne reste pas d'eau dans l'appareil. Si vous prévoyez de ne pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, essuyez-le et séchez-le soigneusement avant de le ranger.

Minuterie automatique de deux minutes



L'appareil s'éteint automatiquement après 2 minutes d'utilisation. Un retardateur de deux minutes peut éviter qu'il continue à fonctionner une fois le nettoyage terminé.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

IMPORTANT :

Éteignez l'appareil avant de le nettoyer.

Utilisez uniquement de l'eau ou un détergent neutre pour nettoyer l'appareil. Ne le lavez pas à l'eau chaude de plus de 50 ° C. Gardez l'appareil à l'abri des températures élevées et évitez le rayonnement solaire direct.

Unité principale

Nettoyez l'unité principale avec un chiffon humide.

N'immergez pas l'appareil dans de l'eau.

Essuyez l'appareil avec un chiffon doux.

Bouchon du réservoir d'eau

Essuyez les saletés avec un chiffon.

Réservoir

Lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon doux.

Embout

Lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon doux.

Tube d'aspiration d'eau

Lavez-le à l'eau et essuyez-le avec un chiffon doux.

Ne pliez pas, ne tirez pas et ne tordez pas le tube d'aspiration d'eau.

Videz le réservoir lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

SPÉCIFICATIONS

Entrée de l'adaptateur : 100-240V~, 50/60Hz, 0.5A

Sortie : 5V--- 600mA

Entrée nominale de l'hydropulseur dentaire : 5V--- 600mA

Thomson et le logo Thomson sont des marques de Technicolor (S.A.) ou de ses filiales et sont utilisées sous licence par Fnac Darty (S.A.).

MISE AU REBUT



En tant que distributeur responsable, nous accordons une grande importance à la protection de l'environnement.

Nous vous encourageons à respecter les procédures correctes de mise au rebut de votre appareil, des piles et des éléments d'emballage. Cela aidera à préserver les ressources naturelles et à garantir qu'il soit recyclé d'une manière respectueuse de la santé et de l'environnement.

Vous devez jeter ce produit et son emballage selon les lois et les règles locales.

Puisque ce produit contient des composants électroniques et parfois des piles, le produit et ses accessoires doivent être jetés séparément des déchets domestiques lorsque le produit est en fin de vie.

Pour plus de renseignements sur les procédures de mise au rebut et de recyclage, contactez les autorités de votre commune.

Apportez l'appareil à un point de collecte local pour qu'il soit recyclé. Certains centres acceptent les produits gratuitement.

Hotline Darty France

Quels que soient votre panne et le lieu d'achat de votre produit en France, avant de vous déplacer en magasin Darty, appelez le 0 978 970 970 (prix d'un appel local) 7j/7 et 24h/24.

Hotline Vanden Borre

Le service après-vente est joignable au +32 2 334 00 00, du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 9h à 18h.



En raison des mises au point et améliorations constamment apportées à nos produits, de petites incohérences peuvent apparaître dans ces instructions. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

INHOUDSOPGAVE

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES.....	20
PRODUCTOVERZICHT.....	23
OPLADEN VAN HET APPARAAT.....	24
GEBRUIK VAN HET APPARAAT.....	24
REINIGING EN ONDERHOUD.....	25
SPECIFICATIES.....	26
VERWIJDERING.....	26

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

LEES DE VOLGENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES AANDACHTIG DOOR VOORDAT U HET APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT EN BEWAAR ZE VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.

Waarschuwingen



- Lees de instructies.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden of andere toepassingen, zoals voor niet-huishoudelijk gebruik of in een commerciële omgeving.
- Deze mondirrigator kan onder toezicht worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteiten of een gebrek aan ervaring en kennis.
- Deze mondirrigator mag alleen worden gebruikt met koud of warm water of specifieke oplossingen zoals gedefinieerd in de instructies van de fabrikant.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het apparaat wordt afgedankt.
- Bij het verwijderen van de batterij moet het apparaat van het stroomnet worden losgekoppeld.
- De batterij moet worden verwijderd volgens de geldende lokale voorschriften.
- De voedingsklemmen mogen niet kortgesloten worden.
- Let op de milieuaspecten bij de verwijdering van batterijen. Gooi geen gebruikte batterijen in de vuilnisbak. Neem voor vragen over het

- verantwoord verwijderen van batterijen contact op met uw dealer.
- De batterijen mogen niet worden blootgesteld aan overmatige hitte zoals zon, vuur en dergelijke.
 - Als de batterij lekt, vermijd dan contact met de huid. Bewaar de lekkende batterij in een gesloten plastic zak en breng dit naar uw plaatselijke recyclingcentrum. Bij contact met de huid, slijmvliezen of ogen, spoel grondig met water en neem contact op met een (oog)arts.
 - Voor meer informatie over het verwijderen van de batterij, zie het hoofdstuk "De batterij verwijderen" op pagina's NL-22 & NL-23.
 -  Afneembare voedingsadapter
 - Alleen te gebruiken met de BI12TA-050060-Bdv-voedingsadapter.
 - Dit apparaat bevat batterijen die niet vervangbaar zijn.
 - WAARSCHUWING: Gebruik voor het opladen van de batterij alleen de losse voedingsadapter die bij dit apparaat is geleverd. (Modelnummer van de adapter: BI12TA-050060-Bdv, gemaakt door: Blue Iron Holdings Limited)
 - De aansluitkabel van de adapter kan niet worden vervangen. Als de aansluitkabel van de adapter beschadigd is, moet de adapter buiten gebruik worden gesteld en worden vervangen door identiek model.

Veiligheidsinformatie

- Peuters, baby's, mensen die niet in staat zijn om met dit apparaat te werken en mensen met een zwakke orale gezondheid mogen dit apparaat niet gebruiken.
- Gebruik dit apparaat alleen zoals bedoeld voor mondirrigatie.
- Vul het reservoir niet met water dat warmer is dan 40°C.
- Gebruik het apparaat niet tijdens het baden.


- Plaats of bewaar het apparaat niet op een plaats waar het kan vallen of in een bad of gootsteen kan worden getrokken.
- Raak het apparaat niet aan als het in het water is gevallen. Trek de stekker onmiddellijk uit het stopcontact.
- Houd het snoer uit de buurt van verwarmde oppervlakken.
- Houd de sproeier uit de buurt van kleine kinderen. De sproeier is klein genoeg om te worden ingeslikt en kan in de keel vast komen te zitten.
- Bepaalde soorten mondwater kunnen het apparaat beschadigen en barsten veroorzaken in de behuizing of het waterreservoir. Gebruik daarom geen mondwater in het waterreservoir.
- Mensen met klachten over hun gebit of tandvleespijn, kunnen dit apparaat mogelijk niet gebruiken en moeten hun tandarts raadplegen.
- Druk de sproeier niet te stevig tegen uw tanden of tandvlees.
- Breng geen veranderingen aan op of aan het apparaat. Probeer het apparaat ook niet te demonteren of te repareren.

De batterij verwijderen

Het apparaat wordt geleverd met één oplaadbare 3,7V 1400mAh lithiumbatterij die in het apparaat is ingebouwd en die niet kan worden vervangen.


Daarom moet het apparaat aan het einde van de levensduur worden afgevoerd naar een recyclingcentrum.

Wanneer u het apparaat weggooit, moet u eerst de oplaadbare batterij uit de behuizing verwijderen door de onderstaande instructies te volgen.



1. Verwijder de 2 afdekkingen van de onderkant van de behuizing en verwijder vervolgens de onderplaat.
2. Schuif het waterreservoir van de behuizing af en draai de schroeven los.
3. Trek het binnenste gedeelte uit het apparaat en draai vervolgens alle schroeven los die aan het binnenste gedeelte zijn bevestigd.
4. Knip de kabel door en verwijder de batterij uit het binnenste gedeelte.

PRODUCTOVERZICHT




Opmerking:

Er kan nog wat vloeistof in het hoofdapparaat achter zijn gebleven (reservoir, waterslang, enz.). Dit is overgebleven gedestilleerd water dat gebruikt werd voor de productietest (watertoevoer). Dit water is volkomen onschadelijk.

OPLADEN VAN HET APPARAAT

Het duurt ongeveer 4 uur om het apparaat volledig op te laden.
Een volledige lading biedt 30 tot 50 minuten gebruik.

1. Verwijder de afdekking van de oplaadpoort.
2. Steek de DC-stekker van de meegeleverde voedingsadapter in de oplaadpoort.
3. Steek de stekker van de voedingsadapter in het stopcontact.
4. Het CH-indicatielampje knippert tijdens het opladen en gaat uit wanneer het apparaat volledig is opgeladen.
5. Sluit de oplaadpoort weer met de afdekking.




Opmerking:

Als het CH-indicatielampje knippert tijdens of na gebruik, moet u de batterij weer opladen.


GEbruik VAN HET APPARAAT

1. Bevestig de sproeier aan het apparaat.
2. Open de dop van het waterreservoir, vul de het reservoir met water (niet warmer dan 40°C) en sluit vervolgens de dop.



Of, Haal het waterreservoir van het apparaat, houd het reservoir rechtop, vul het reservoir met water (temperatuur niet hoger dan 40°C) en plaats het vervolgens weer op het apparaat.

3. Druk herhaaldelijk op de knop modus om de gewenste modus te selecteren.
 - Het bijbehorende indicatielampje gaat branden.



3 verschillende modi




NORMAAL

Voor normale reiniging.



SOFT


Massage & stimulering van het tandvlees voor een betere doorbloeding.



PULS

Reinig diep tussen de tanden en onder de tandvleesgrens.


4. Houd het apparaat rechtop met de punt van de sproeier naar uw tanden gericht.
5. Houd uw mond een beetje open, zodat het water eruit kan stromen.
6. Druk op de AAN/UIT-knop om het sproeien te starten.



- Richt de waterstraal in een hoek van 90 graden op de tanden en het tandvlees.
 - Richt de waterstraal langs de tandvleeslijn met de sproeier in een hoek van 90 graden op het tandvlees.
 - Reinig grondig tussen de tanden en rond een beugel, kronen of brug.
7. Zodra u klaar bent drukt u op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen.


Opmerking:

Als u de sproeier moet vervangen, drukt u op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen en vervolgens op de knop om de sproeier te ontgrendelen. Bevestig vervolgens een andere sproeier op het apparaat.



Na gebruik van het apparaat

1. Open de dop van het reservoir en leeg het reservoir.
2. Druk op de AAN/UIT-knop om het apparaat in te schakelen en het resterende water uit het apparaat te laten lopen.
3. Druk nogmaals op de AAN/UIT-knop om het apparaat uit te schakelen en sluit de dop van het waterreservoir.
4. Maak het apparaat droog met een zachte doek.



Om de groei van bacteriën te voorkomen, moet u erop letten dat er geen water in het apparaat aanwezig is. Als u het apparaat enige tijd niet gebruikt, droogt u het apparaat grondig af voordat u het opbergt.

Automatische timer van twee minuten



Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na 2 minuten gebruik.

De automatische timer voorkomt dat het apparaat nog steeds werkt nadat u klaar bent met reinigen.

REINIGING EN ONDERHOUD

BELANGRIJK:

Schakel het apparaat uit als u het wilt reinigen.

Gebruik alleen water of een neutraal reinigingsmiddel om het apparaat te reinigen. Was het apparaat niet met heet water van meer dan 50°C. Houd het apparaat uit de buurt van hoge temperaturen en vermijd direct zonlicht.

Apparaat

Reinig het apparaat met een vochtige doek.

Dompel het apparaat niet onder in water.

Veeg het apparaat droog met een zachte doek.

Dop van het waterreservoir

Veeg vuil af met een doek.

Reservoir

Afnemen met water en afdrogen met een zachte doek.

Leeg het reservoir wanneer u het apparaat voor langere tijd niet gebruikt.

Sproeier

Afnemen met water en afvegen met een zachte doek.

Waterslang

Afnemen met water en afvegen met een zachte doek.

Wees voorzichtig met de waterslang. Niet knikken of trekken.

SPECIFICATIES

Netvoedingsadapter: 100-240V~, 50/60Hz, 0,5A
uitgang: 5V= 600mA

Compacte mondirrigator, ingang: 5V= 600mA

Thomson en het Thomson-logo zijn handelsmerken van Technicolor (S.A.) of aangesloten maatschappijen en worden gebruikt onder licentie van Fnac Darty (S.A.).

VERWIJDERING



Als verantwoordelijke handelaar dragen we zorg voor het milieu.

We moedigen u aan om de juiste verwijderingsprocedure voor uw apparaat en verpakkingsmateriaal te volgen. Dit draagt bij tot het behoud van de natuurlijke rijkdommen door deze te recyclen zodat zowel de menselijke gezondheid en het milieu worden beschermd.

Gooi dit apparaat en de verpakking weg in overeenstemming met de geldende wetgeving en voorschriften. Aangezien dit apparaat elektronische componenten bevat moet het apparaat en toebehoren aan het einde van hun levensduur afzonderlijk van het huisafval worden weggegooid.

Neem contact op met uw gemeente voor informatie over afdanking en recycling.

Lever het apparaat in bij het inzamelpunt van uw gemeente voor recycling. Bij sommige inzamelpunten kunt u het apparaat gratis inleveren.

Hotline Vanden Borre

De dienst na verkoop is bereikbaar van maandag tot zaterdag op +32 2 334 00 00

Hulplijn Nederland

Hiervoor kunt u contact opnemen met het BCC Service Center: 020 334 88 88. Op werkdagen van 08.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur.

We verontschuldigen ons voor enig ongemak veroorzaakt door kleine inconsistenties in deze gebruikershandleiding, die kunnen ontstaan door productverbetering of -ontwikkeling.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 13/10/2020

ÍNDICE DE MATERIAS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES.....	29
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.....	32
CÓMO CARGAR EL APARATO.....	33
UTILIZACIÓN DEL APARATO.....	33
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	34
ESPECIFICACIONES.....	35
ELIMINACIÓN.....	35

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES


LEA DETENIDAMENTE ESTAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL APARATO Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Advertencias



- Lea las instrucciones.
- Este aparato ha sido diseñado únicamente para uso doméstico y no deberá utilizarse para ningún otro fin ni en ninguna otra aplicación, por ejemplo para uso no doméstico o en un entorno comercial.
- Este aparato podrá ser utilizado por niños mayores de 8 años o personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que carezcan de la experiencia o los conocimientos necesarios si están supervisados o han sido instruidos acerca del uso seguro del aparato y comprendan los peligros que conlleva.
- Este irrigador bucal deberá utilizarse únicamente con agua fría o caliente o con soluciones específicas de acuerdo con lo definido en las instrucciones del fabricante.
- No permita que los niños jueguen con el aparato.
- La batería deberá extraerse del aparato antes de desecharlo.
- El aparato deberá desconectarse de la alimentación antes de retirar la batería.
- La batería deberá desecharse de una manera segura.
- No deberán cortocircuitarse los terminales de alimentación.
- Preste atención a los aspectos medioambientales a la hora de desechar la batería. No arroje las baterías usadas en el cubo de la basura.

Póngase en contacto con su distribuidor para proceder de una manera respetuosa con el medioambiente.

- Las baterías (pilas instaladas) no deberán exponerse al calor excesivo producido por la luz directa del sol, el fuego u otras fuentes similares.
- Si se produjeran fugas de la batería, evite el contacto con la piel. Aísle la batería que presente fugas dentro de una bolsa de plástico y deséchela siguiendo las instrucciones para la protección medioambiental. Si el ácido entrara en contacto con la piel, las membranas mucosas o los ojos, enjuague con agua abundante y acuda al médico o al oftalmólogo.
- Para obtener información acerca de cómo retirar la batería, consulte la sección “Extracción de la batería” en las páginas ES-31 & ES-32.
-  Unidad de alimentación amovible
- Utilice únicamente con la unidad de alimentación BI12TA-050060-Bdv.
- Este aparato contiene una batería no reemplazable.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, emplee únicamente la unidad de alimentación amovible suministrada con el aparato (número de modelo de adaptador: BI12TA-050060-Bdv, fabricado por: Blue Iron Holdings Limited).
- El cable flexible externo del transformador no es sustituible. Si el cable de este transformador estuviera dañado, será necesario desechar el transformador y sustituirlo por uno del mismo modelo.

Información sobre seguridad

- Los niños, los bebés, las personas con discapacidad y las personas con sentidos orales debilitados no deberán utilizar este aparato.
- Este aparato no deberá usarse para ningún fin distinto de la limpieza

bucal.

- No llene el depósito con agua con una temperatura superior a 40 °C.
- No use el aparato mientras se baña.
- No coloque ni guarde el aparato en un lugar donde pudiera tirarse o caerse a una bañera o un lavabo.
- No intente coger un aparato que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- Mantenga la boquilla alejada de niños pequeños. La boquilla es lo suficientemente pequeña para ser tragada y podría quedar atascada en la garganta.
- Algunos tipos de enjuagues bucales podrían dañar el aparato y causar el agrietamiento de la carcasa o del depósito de agua. Por tanto, no utilice enjuagues bucales en el depósito de agua.
- Las personas con dolor dental o gingival tal vez no puedan usar este aparato y deberían consultar a su dentista.
- No presione con demasiada fuerza la boquilla contra los dientes o las encías.
- No modifique nunca el aparato. Tampoco intente desmontarlo ni repararlo.


Extracción de la batería

Este producto incorpora una batería de litio recargable de 3,7 V y 1400 mAh, la cual no es accesible ni puede reemplazarse.

Por este motivo, cuando el aparato llegue al final de su vida útil, deberá ser desechado en un punto de recogida apropiado para su reciclaje.


A la hora de desechar el aparato, retire en primer lugar la batería

recargable de la carcasa siguiendo las instrucciones que se proporcionan a continuación.



1. Quite las 2 tapas de la parte inferior de la carcasa y, a continuación, retire la parte inferior.
2. Deslice el depósito de agua para extraerlo de la carcasa y desenrosque los tornillos.
3. Extraiga la parte interior del aparato y, a continuación, desenrosque todos los tornillos fijados a la parte interior.
4. Corte el revestimiento y retire la batería de la parte interior.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




Nota:

Podría haber algún líquido restante dentro del aparato principal (depósito, tubo de succión de agua, etc.), pero se trata de restos de agua destilada utilizada para la prueba de rendimiento (flujo de agua), por lo que no existen riesgos para la salud.

CÓMO CARGAR EL APARATO

La carga completa de la batería puede llevar unas 4 horas.
Una carga completa durará para un uso de 30 a 50 minutos.

1. Retire la tapa del puerto de carga.
2. Enchufe el adaptador de alimentación suministrado al puerto de carga.
3. Enchufe el adaptador a una toma de corriente.
4. El indicador luminoso CH parpadeará durante la carga y se apagará cuando el aparato esté totalmente cargado.
5. Vuelva a acoplar la tapa del puerto de carga en el aparato.



Nota:


Si el indicador luminoso CH parpadeara durante o después de una irrigación, recargue la batería.

UTILIZACIÓN DEL APARATO

1. Acople la boquilla al aparato.
2. Abra la tapa del depósito de agua, llene el depósito con agua con una temperatura no superior a 40 °C y, a continuación, cierre la tapa.

O bien, retire el depósito de agua del aparato, manténgalo vertical, llénelo agua (temperatura no superior a 40 °C) y, a continuación, vuelva a acoplar el depósito en el aparato.

3. Pulse repetidamente el botón de modo para seleccionar el modo deseado.
 - El indicador luminoso del modo correspondiente se iluminará.



3 modos diferentes



NORMAL

Para la limpieza normal.



SOFT (BLANDO)

Masaje y estimulación de las encías para mejorar la circulación.



PULSE (PULSOS)

Limpieza profunda entre los dientes y bajo la línea de las encías.

4. Sujete el aparato en posición vertical con la punta de la boquilla apuntando hacia sus dientes.
5. Mantenga la boca ligeramente abierta para que el agua pueda fluir hacia fuera.
6. Pulse el botón de encendido/apagado para iniciar la irrigación.



- Dirija el flujo del chorro de agua con un ángulo de 90 grados respecto a los dientes y las encías.
- Dirija el chorro de agua a lo largo de la línea de las encías con la punta en un ángulo de 90 grados


respecto al tejido gingival.

- Limpie perfectamente entre los dientes y alrededor de cualquier corrector, corona o puente.

7. Una vez finalizada la irrigación, pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato.


Nota:

Si necesitara cambiar la boquilla, pulse el botón de encendido/apagado para apagar el aparato y, a continuación, pulse el botón de liberación de la boquilla para retirarla. Seguidamente, acople otra boquilla al aparato.



Después de usar el aparato

1. Abra la tapa del depósito de agua y tire el agua que pudiera quedar en el depósito.
2. Pulse el botón de encendido/apagado para encender el aparato y drene el agua restante del interior del aparato.
3. Pulse de nuevo el botón de encendido/apagado para apagar el aparato y cierre la tapa del depósito de agua.
4. Seque el aparato con un paño suave.



Para evitar el crecimiento de bacterias, asegúrese de que no queden restos de agua en el interior del aparato. Si no piensa utilizar el aparato durante algún tiempo, limpie y seque perfectamente el aparato antes de guardarlo.

Temporizador automático de dos minutos



El aparato se apagará automáticamente al cabo de 2 minutos de uso.

El temporizador automático de dos minutos evitará que el aparato siga funcionando después de finalizar la limpieza.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

IMPORTANTE:

Apague el aparato antes de la limpieza.

Emplee únicamente agua o un limpiador neutro para limpiar el aparato. No lave con agua caliente a más de 50 °C. Mantenga el aparato alejado de zonas con temperaturas elevadas y evite la luz solar directa.

Unidad principal

Limpie la unidad principal con un paño húmedo.

No sumerja la unidad principal en el agua.

Limpie la unidad principal con un paño suave.

Tapa del depósito de agua

Limpie cualquier suciedad con un paño.

Depósito

Lave con agua y seque con un paño suave.

Vacíe el depósito si no piensa utilizar el aparato durante un período de tiempo prolongado.

Boquilla

Lave con agua y seque con un paño suave.

Tubo de succión de agua

Lave con agua y seque con un paño suave.

No curve, retuerza ni tire del tubo de succión de agua.

ESPECIFICACIONES

Entrada del adaptador: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 0,5 A

Salida: 5 V= 600 mA

Entrada del irrigador bucal inteligente: 5 V= 600 mA

Thomson y el logotipo de Thomson son marcas comerciales de Technicolor (S.A.) o sus filiales y son usadas bajo licencia por Fnac Darty (S.A.).

ELIMINACIÓN



Somos un distribuidor responsable y nos preocupa el medio ambiente. Por este motivo le pedimos que siga correctamente las instrucciones de eliminación a la hora de desechar el aparato y su material de embalaje. De este modo, contribuirá a la conservación de los recursos naturales y garantizará que se recicla de modo correcto para preservar la salud las personas y el medio ambiente.

Este aparato y su embalaje se deben desechar conforme a la normativa y regulación local.

Debido a que el aparato contiene componentes electrónicos, el aparato y sus accesorios no se deben tirar en la basura doméstica al final de la vida útil del aparato.

Consulte a las autoridades locales sobre el modo correcto de eliminación y reciclaje de residuos.

El aparato se debe depositar en un punto local de recogida de residuos para proceder a su reciclaje. En algunos puntos de recogida se aceptan residuos gratuitamente.

Le pedimos disculpas por cualquier problema provocado por pequeñas inconsistencias en estas instrucciones, que podrían ser debidas al proceso de desarrollo y mejora del producto.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 13/10/2020

ÍNDICE

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.....	38
VISTA GERAL DO PRODUTO.....	41
CARREGAMENTO DO APARELHO.....	42
UTILIZAÇÃO DO APARELHO.....	42
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	43
ESPECIFICAÇÕES.....	44
ELIMINAÇÃO.....	45

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES


LEIA ESTES AVISOS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES COM ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR O APARELHO E GUARDE-OS PARA FUTURAS CONSULTAS.

Avisos



- Leia as instruções.
- Este aparelho destina-se apenas a uma utilização doméstica e não deve ser utilizado para qualquer outro fim ou em qualquer outra aplicação, tal como uma utilização não doméstica ou num ambiente comercial.
- O irrigador oral pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimentos, desde que sob supervisão.
- Este irrigador oral deverá ser utilizado apenas com água fria ou morna, ou com soluções específicas como definido nas instruções do fabricante.
- As crianças não deverão brincar com o aparelho.
- A bateria tem de ser retirada do aparelho previamente à eliminação do mesmo.
- O aparelho tem de ser desligado da alimentação quando retirar a bateria.
- A bateria deve ser eliminada de forma segura.
- Os terminais não devem estar em curto-circuito.
- Preste atenção aos aspetos ambientais quanto à eliminação da bateria. Não coloque baterias usadas no lixo. Contacte o seu revendedor para proteger o ambiente.
- As baterias (baterias instaladas) não devem ser expostas a calor

excessivo, tal como a luz solar, fogo ou algo similar.

- Se a bateria sofrer derrames, evite o contacto com a pele. Isole a bateria com derrames num saco de plástico fechado e elimine-a, seguindo as instruções relativas à proteção ambiental. Se ocorrer o contacto com a pele, membranas mucosas ou olhos, lave com água em abundância e contacte o seu médico ou oftalmologista.
- Quanto a detalhes sobre como remover a bateria, consulte a secção “Remover a Bateria” nas páginas PT-40 & PT-41.
-  Unidade de alimentação removível
- Utilize apenas com a unidade de alimentação BI12TA-050060-Bdv.
- Este aparelho contém baterias que não são substituíveis.
- AVISO: Com vista a recarregar a bateria utilize apenas a unidade de alimentação removível fornecida com este aparelho. (Número de modelo do adaptador: BI12TA-050060-Bdv, Produzido por: Blue Iron Holdings Limited)
- O fio flexível externo do transformador não pode ser substituído. Se o fio deste transformador ficar danificado, tem de eliminar o transformador e substituí-lo por um do mesmo modelo.

Instruções de segurança

- Bebés, crianças, pessoas incapazes de o utilizar e pessoas com fraca sensibilidade oral não devem utilizar este aparelho.
- Não utilizar para qualquer outra finalidade que não seja a limpeza oral.
- Não encher o depósito com água a uma temperatura superior a 40 °C.
- Não utilize o aparelho enquanto toma banho.
- Não coloque nem guarde o aparelho onde este possa cair ou ser puxado para uma banheira ou lavatório.


- Não segure num aparelho que tenha caído dentro de água. Desligue-o imediatamente.
- Mantenha o fio afastado de superfícies quentes.
- Mantenha o bico afastado de crianças pequenas. O bico é suficientemente pequeno para ser engolido e pode ficar alojado na garganta.
- Determinados tipos de elixir podem danificar o aparelho, provocando fissuras na estrutura ou no depósito de água. Sendo assim, não utilize elixir no depósito de água.
- Poderá não ser possível às pessoas que sintam dores nos dentes ou nas gengivas utilizar este aparelho e as mesmas deverão consultar o dentista.
- Não pressione o bico com demasiada firmeza contra os dentes ou gengivas.
- Nunca efetue alterações no aparelho. Também não o tente desmontar ou reparar.

Remover a Bateria

O aparelho é fornecido com uma bateria de lítio recarregável de 3,7V 1400 mAh integrada no mesmo, que não está acessível e não pode ser substituída.


Assim, quando o aparelho atinge o final da sua vida útil tem de ser eliminado num centro de reciclagem.

Aquando da eliminação do aparelho, remova primeiro a bateria recarregável da estrutura, seguindo as instruções abaixo.



1. Remova as 2 tampas do fundo da estrutura e, em seguida, remova o fundo.
2. Deslize o depósito da água para fora da estrutura e desaperte os parafusos.
3. Coloque a parte interior fora do aparelho e, em seguida, desaperte todos os parafusos fixos à parte interior.
4. Corte o fio e remova a bateria da parte interior.

VISTA GERAL DO PRODUTO




Nota:

Pode encontrar-se algum líquido restante no interior do aparelho (depósito, tubo de sucção de água, etc.), mas isso é a água destilada restante que foi utilizada para o teste de desempenho (fluxo de água), pelo que tal não levanta problemas de saúde.

CARREGAMENTO DO APARELHO

O carregamento total do aparelho demora cerca de 4 horas.
Uma carga completa permite 30 a 50 minutos de utilização.

1. Remova a cobertura da porta de carregamento.
2. Ligue o transformador fornecido à porta de carregamento.
3. Ligue o transformador à tomada elétrica.
4. O indicador luminoso CH irá piscar durante o carregamento e irá apagar-se quando o aparelho estiver totalmente carregado.
5. Volte a colocar a cobertura da porta de carregamento no aparelho.

**Nota:**


Caso o indicador luminoso CH pisque durante ou após uma irrigação, recarregue a bateria.

UTILIZAÇÃO DO APARELHO

1. Coloque o bico no aparelho.
2. Abra a tampa do depósito da água, encha o mesmo com água cuja temperatura não deve exceder 40 °C e, em seguida, feche a tampa.

Ou, remova o depósito da água do aparelho, segure o depósito na vertical, encha o mesmo com água (temperatura não deve exceder 40 °C) e, em seguida, coloque o depósito no aparelho.

3. Prima repetidamente o botão do Modo para seleccionar o modo pretendido.
 - O indicador luminoso do modo correspondente irá acender.

**3 Modos Diferentes****NORMAL**

Para uma limpeza normal.

**SUAVE**

Massaja e estimula as gengivas para uma melhor circulação.

**VIBRAÇÃO**

Limpeza profunda entre os dentes e abaixo da linha da gengiva.

4. Segure no aparelho numa posição vertical com a ponta do bico apontada para os dentes.
5. Mantenha a boca ligeiramente aberta para que a água possa sair.
6. Prima o botão de ligar/desligar para iniciar a irrigação.




- Direcione o jato de água para os dentes e gengivas num ângulo de 90 graus.
- Direcione o jato de água ao longo da linha da gengiva com a ponta do bico num ângulo de 90 graus em relação ao tecido da gengiva.
- Limpe cuidadosamente entre os dentes e ao redor de quaisquer aparelhos ortodônticos, coroas ou próteses.

7. Uma vez concluída a irrigação, prima o botão de ligar/desligar para desligar o aparelho.


Nota:

Caso seja necessário substituir o bico, prima o botão de ligar/desligar para desligar o aparelho e, em seguida, prima o botão de libertação do bico para remover o bico. Em seguida, coloque outro bico no aparelho.



Após a utilização do aparelho

1. Abra a tampa do depósito da água e elimine a água que resta no depósito.
2. Prima o botão de ligar/desligar para ligar o aparelho e drene a água restante do interior do aparelho.
3. Prima novamente o botão de ligar/desligar para desligar o aparelho e feche a tampa do depósito da água.
4. Limpe o aparelho e seque com um pano macio.



Para evitar o desenvolvimento de bactérias, certifique-se de que não resta água no interior do aparelho. Caso não vá utilizar o aparelho durante algum tempo, limpe e seque cuidadosamente o aparelho antes de o guardar.

Temporizador Automático de Dois Minutos



O aparelho irá desligar-se automaticamente após 2 minutos de utilização.

O temporizador automático de dois minutos pode evitar que o aparelho continue a funcionar após terminar a limpeza.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

IMPORTANTE:

Desligue o aparelho antes de o limpar.

Use apenas água ou um produto de limpeza neutro para limpar o aparelho. Não o lave usando água quente a uma temperatura superior a 50 °C. Mantenha o aparelho afastado de áreas com temperaturas elevadas e evite a luz solar direta.

Unidade principal

Limpe a unidade principal com um pano húmido.

Não coloque a unidade principal dentro de água.

Limpe a unidade e seque com um pano macio.

Tampa do depósito da água

Limpe qualquer poeira e sujidade com um pano.

Depósito

Lave com água e seque com um pano macio.

Esvazie o depósito quando não o for utilizar durante um longo período.

ESPECIFICAÇÕES

Alimentação do transformador: 100-240 V~ 50/60 Hz 0,5 A
potência: 5 V $\overline{=}$ 600 mA

Potência do irrigador oral inteligente: 5 V $\overline{=}$ 600 mA

Thomson e o logótipo Thomson são marcas registadas da Technicolor (S.A.) ou das suas filiais e são usadas mediante licença pela Fnac Darty (S.A.).

Bico

Lave com água e limpe com um pano macio.

Tubo de sucção de água

Lave com água e limpe com um pano macio.

Não dobre, nem puxe ou torça o tubo de sucção de água.

ELIMINAÇÃO



Como retalhista responsável, preocupamo-nos com o ambiente. Como tal, aconselhamos que cumpra os procedimentos adequados para eliminação do aparelho e dos respectivos materiais de embalagem. Dessa forma, irá ajudar a conservar recursos naturais e assegurar que são reciclados de uma forma que protege a saúde e o ambiente.

Deve eliminar este aparelho e a sua embalagem de acordo com a legislação e regulamentação locais. Dado que este aparelho contém componentes eletrónicos, o produto e os seus acessórios devem ser eliminados separadamente do lixo doméstico quando atingirem o fim da sua vida útil.

Contacte as autoridades locais para obter informações acerca da eliminação e reciclagem.

O aparelho deve ser transportado para o ponto de recolha local, para reciclagem. Alguns pontos de recolha aceitam os aparelhos sem encargos.

Pedimos desculpa por qualquer inconveniente provocado por pequenas inconsistências nestas instruções, as quais poderão ser resultado do melhoramento e desenvolvimento do produto.

Etablissements Darty & fils ©, 129 Avenue Gallieni, 93140 Bondy, France 13/10/2020

EU Declaration of Conformity N°862020072186

Déclaration UE de Conformité
EU- Conformiteitsverklaring
Declaracion UE de conformidad
Declaração de conformidade da UE

Product Description -

Smart Oral Irrigator

Description du produit:

Productbeschrijving:

Descripción del producto:

Descrição do produto:

Brand –

THOMSON

Marque /Merk /Marca:

Model number -

TH3HYDRO

Référence commerciale:

/Modelnummer / Numero de modelo /

Numero do modelo:

We declare that the above product has been evaluated and deemed to comply with the requirements of the listed European Directives and standards:

Nous déclarons que le produit ci-dessus a été évalué et jugé conforme aux dispositions des directives et des normes européennes énumérées ci-après:

Wij verklaren dat het hierboven vermeld product is beoordeeld overeenkomstig en geacht te voldoen aan de eisen van genoemde Europese Richtlijnen en normen:

Declaramos que el producto mencionado anteriormente ha sido evaluado y se ha estimado que cumple con las normas y los requisitos de las Directivas Europeas enunciadas:

Declaramos que o produto apresentado acima foi avaliado e considerado em conformidade com os requisitos das diretivas e normas europeias listadas:

Reference number

- 2014/30/EU
- 2014/35/EU
- 2009/125/EC
- 2011/65/EU & (EU) 2015/863

Title

EMC Directive (EMC)
Low Voltage Directive (LVD)
Eco design requirements for energy-related products (ErP)
RoHS

EMC:

EN 55014-1:2017
EN 55014-2:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013

LVD:

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017
EN 60335-2-52:2003+A1:2008+A11:2010
EN 62233:2008

ErP:

(EC) No 278/2009
(EU) No 2016/2282
EN 50563:2011+A1:2013

The person responsible for this declaration is:

Le responsable de cette déclaration est :

De verantwoordelijke persoon voor deze verklaring is:

La persona responsable de esta declaración es:

A pessoa responsável por esta declaração é:



Name - Nom-: Hervé HEDOUIS

Position - Poste: General Manager Direct Sourcing

Signature - Signature:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Hedouis'.

Place, Date / Lieu :

Bondy, July 15, 2020

